


Die komplette QK-Lösung für Roche Systeme

Unabhängige Qualitätskontrollen und das dazu passende Datenmanagement-System von Bio-Rad



Kostspielige Fehler vermeiden

Risiko minimieren



Optimieren Sie die QK für Ihre Roche **cobas**® Systeme

Mit Bio-Rad lässt sich die Testpräzision von Roche **cobas**® -Systemen einfach überwachen. Unsere unabhängigen Qualitätskontrollen in Verbindung mit dem Unity Datenmanagement tragen dazu bei, Qualitätsprüfgergebnisse, Datenanalyse und Compliance in Ihr Diagnoselabor zu sichern.

Wählen Sie aus unserem vielfältigen Portfolio unabhängiger Kontrollen und verbinden Sie sich mit einem Peer-Netzwerk klinischer Labore, um die Zuverlässigkeit Ihrer Patiententestergebnisse zu verbessern.

Portfolio von Bio-Rad Qualitätskontrollen

Wählen Sie aus unserem breiten Portfolio unabhängiger Qualitätskontrollen, die auf das Testmenü Ihrer Roche Systeme abgestimmt sind.

- Kontrollen für kardiologische Parameter
- Gerinnungskontrollen
- Diabetes-/Hämoglobinkontrollen
- Hämatologiekontrollen
- Immunassay-Kontrollen
- Immunologie-/Proteinkontrollen
- Kontrollen der Infektionskrankheiten
- Serumchemie-Kontrollen
- Kontrollen der therapeutischen Medikamentenüberwachung
- Toxikologische Kontrollen
- Kontrolle der Tumormarker
- Urinanalysekontrollen
- Urinchemiekontrollen

Qualitätskontrolle ist nicht nur. . .

- Ein Kostenfaktor - *es ist eine Investition*
- Es ist nicht nur eine Aufgabe – *sondern eine Lernprozess*
- Es ist nicht nur etwas, was Sie tun - *sondern ist Teil von allem was wir tun*





Compliance-Anforderungen erfüllen

Arbeitsablauf verbessern

Erleben Sie die Bio-Rad QK-Vorteile

Bringen Sie Ihre Laborleistung auf die nächste Stufe und transformieren Sie Ihre QK-Prozesse mit Bio-Rad's QK-Produkten und der Unity Datenmanagementlösungen für Ihre Roche **cobas**® Systeme.

Mit unserer breiten Auswahl an Analyten haben wir für jedes Labor die richtige Lösung. Integriert mit Unity Datenmanagement erhalten Sie Zugriff auf die weltweit größte Peer-Group-Datenbank mit über 29.000 teilnehmenden Labors, die monatlich über 60 Millionen QK-Ergebnisse produzieren.

Stärken Sie Ihr Roche Labor



Präzise Kontrollen

Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit mit unserem umfangreichen Portfolio an qualitativ hochwertigen unabhängigen Qualitätskontrollen



Leistungsfähige QK-Peer-Gruppen

Verbessern Sie die analytische Qualität und das Vertrauen in Ihre Ergebnisse mit dem weltweit größten QK-Peer-Gruppen-Vergleich



Zeiteinsparung

Minimierung von Crossover-Studien und Eliminierung von Variabilität zwischen Chargen durch längere Haltbarkeit der Produkte und Chargen-Reservierung



Starke Unterstützung

Viele Weiterbildungen und globale Unterstützung zu Hilfe bei der QK-Fehlerbehebung und hausinternen Schulungen

Verlassen Sie sich auf den Marktführer, der Sie seit über 30 Jahren kompetent bei Ihrer Qualitätskontrolle unterstützt.

Intelligente QK startet mit InteliQ

InteliQ Qualitätskontrollen bieten verbesserte Workflow-Lösungen für die neusten Plattformen



Optimierter Workflow

Steigern Sie die Produktivität, minimieren Sie Fehler und verbessern Sie die Durchlaufzeit durch den Wegfall manueller Schritte.



Erhöhte Effizienz

Erhalten Sie vorkodierte Röhren für die Probenverfolgung und genießen Sie das automatische Herunterladen chargenspezifischer QK-Daten.



Leistung verbessern

Erhalten Sie Zugriff auf das Unity Datenmanagement und deren große Peer-Group.



Erreichen von Qualitätszielen

Verwenden Sie fortschrittliche Unity Software-Tools, um das Risikomanagement Ihres Labors zu unterstützen und die Compliance-Reports zu vereinfachen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.qcnet.com/roche



InteliQ

Die intelligente QK-Wahl für Roche **cobas**® Systeme

InteliQ Qualitätskontrollen revolutionieren QK-Workflows von Roche mit Load-and-Go-Effizienz in Kombination mit einem robusten Datenmanagement.

Bei den InteliQ Qualitätskontrollen handelt es sich um vorkodierte Kunststoffröhrchen, ähnlich wie Patientenproben, die direkt auf Ihr Roche **cobas**® Instrument geladen werden können. Ihre QK-Workflows können jetzt automatisiert werden, was die Durchlaufzeit reduziert, manuelle Fehler begrenzt und die Gesamteffizienz Ihres Labors erhöht. In Kombination mit den Datenmanagement-Tools von Unity bietet InteliQ eine intelligentere Art und Weise, Ihre QK zu verwalten.



Keine manuelle Vorbereitungsschritte

Barcodierte Load-and-go-Röhrchen machen es überflüssig, lyophilisierte Produkte vorzubereiten, und Aliquotierungen durchzuführen. Das vereinfacht Ihren Arbeitsablauf und verkürzt die Durchlaufzeit von Patientenproben bis zu den Ergebnissen. InteliQ Röhrchen können direkt auf eine Roche **cobas**® Plattform geladen werden. Einfach laden und los!

Automatischer Download von Zielwerten für die neueste Generation von Roche Systemen

cobas® Link von Roche ist mit den InteliQ Zielwerten für den automatischen Download der Werte ausgestattet. Dieser automatisierte Prozess eliminiert manuelle Dateneingabeschritte, reduziert das Risiko von menschlichem Versagen und spart Ihnen noch mehr Zeit.


Gleichen Sie sich weltweit mit den Daten Ihrer Fachkollegen ab

Durch die Kombination der Load-and-go-Effizienz von InteliQ mit dem Bio-Rad Unity Datenmanagementprogramm erhalten Sie wertvolle Einblicke in die QK-Bewertung Ihres Labors. Verbinden und vergleichen Sie Daten mit Labors weltweit, um Vertrauen in Ihre Ergebnisse zu schaffen.




1. Zielwerte vorbereiten

Automatisiertes Herunterladen von Zielwerten auf Ihr Roche Analyzer via **cobas**® Link.



2. Beladung

Positionieren Sie die InteliQ Röhrchen auf dem Gerät. Es sind keine weiteren Vorbereitungen notwendig.



3. Daten vergleichen

Rufen Sie das Unity Datenmanagementprogramm auf, um Ergebnisse zu vergleichen.

Konsolidieren Sie Ihre Roche QK

Über 25 Roche-Kontrollen können gegen 9 IntelliQ-Kontrollen ausgetauscht werden, was erhebliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen für Ihr Labor ermöglicht.

- PreciControl ClinChem Multi 1 & 2
- TDM Control Set 3 Levels



IntelliQ Assayed Multiquel Control

- PreciControl ClinChem Multi 1 & 2
- Control Set Myoglobin
- PreciControl Trop T
- PreciControl Troponin
- PreciControl Cardiac
- Homocysteine Control Kit



NEW IntelliQ Cardiac Advance

- PreciControl ClinChem Multi 1 & 2
- Precinorm/Precipath Fructosamine
- TDM Control Set 3 Levels
- PreciControl Universal
- PreciControl Tumor Markers
- PreciControl Varia
- PreciControl Multimarker
- PreciControl Growth



IntelliQ Immunoassay Plus Control

- PreciControl ClinChem Multi 1 & 2
- Cystatin C Control Set
- PreciControl Lp(a)
- RF Control Set
- β 2 Microglobulin Control Set
- PreciChrom I/II
- PreciControl Universal



IntelliQ Immunology Control

- PreciControl ClinChem Multi 1 & 2
- β 2 Microglobulin Control Set
- PreciControl Universal
- PreciControl Tumor Markers
- PreciControl Lung Cancer
- PreciControl HE4
- PreciControl Growth



IntelliQ Tumor Marker Control

- PreciControl Varia
- PreciControl Vitamin D
- PreciControl Multimarker
- PreciControl Growth
- PreciControl Thyro AB



IntelliQ Specialty Immunoassay Control

- AMM/ETH/CO2 Control



IntelliQ Ethanol/Ammonia Control

- Homocysteine Control Kit



IntelliQ Homocysteine Control

- Precinorm/Precipath PUC



IntelliQ Urine Chemistry Control

Unity QK- Datenmanagement

Werden Sie Teil der weltweit größten
QK-Peer-Gruppe



Vergleichen

Vergleichen Sie QK-Daten mit Peer-Daten von über 51.000 Instrumenten und 30.000 Laboren weltweit

Individualisieren

Passen Sie die QK-Anforderungen an Ihr Qualitätsprogramm an

Überprüfen

Prüfen Sie die von Ihnen definierten Key Performance Indicators (KPIs) regelmäßig

Einhalten

Halten Sie die ISO 15189, die Rili-BÄK oder anderen Richtlinien unter Verwendung einfacher Tools zur Überprüfung von Regelverstößen und Dokumentation von Korrekturmaßnahmen ein

Identifizieren

Identifizieren Sie QK-Fehler mit Hilfe von Echtzeitdaten aus den QK-Peer-Gruppen



Durch das qualitative hochwertige und sehr breite Portfolio ist Bio-Rad der weltweit meist verwendete QK-Partner. Werden auch Sie ein Teil der Gemeinschaft.

Treten auch Sie dem Expertenteam für Qualitätskontrollen von Bio-Rad bei



Kundenbetreuung

Holen Sie sich Ihre Antworten vom größten QK-Support-Team der Branche.



Weiterbildung

Erfahren Sie mehr von unseren QK-Experten mit QK-Schulungen vor Ort, fortgeschrittenen QK-Seminaren und vielem mehr.



Erfahrung

Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Erfahrung für unabhängige Kontrollen, welche bereits Hunderte Labore weltweit geholfen hat.

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie bio-rad.com/qualitycontrol für weitere Informationen über die Qualitätskontrollen von Bio-Rad.

EQAS

Eine unabhängige, externe Leistungsbeurteilung im Vergleich zu Ihrer Peer-Gruppe.

QCNet.com/eqas

Unabhängige QK

Kontinuierliche und unabhängige QK, die dazu beiträgt, Fehler und Trends zu erkennen.

QCNet.com/independentqc

Unity Datenmanagement

QK-Datenmanagement, mit dem Sie eine Strategie zur Verringerung von Risiken und zur Vereinfachung des Arbeitsablaufs erstellen können.

QCNet.com/datamanagement

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

In Partnerschaft mit



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Bio-Rad-Niederlassung oder besuchen Sie unsere Website unter www.bio-rad.com/qualitycontrol

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics **USA** 1 800 224 6723 **Australien** +61 (2) 9914 2800 **Österreich** +43 (0) 1 877 89 01 9 **Belgien** +32 (0) 3 710 53 00 **Brasilien** +55 11 3065 7550 **Kanada** +1 514 334 4372 **China** +86 21 6169 8500 **Tschechische Republik** +420 241 431 660 **Dänemark** +45 44 52 10 00 **Finnland** +358 9 804 22 00 **Frankreich** +33 (0) 1 47 95 60 00 **Deutschland** +49 (0) 89 31884 393 **Griechenland** +30 210 7774396 **Hongkong** +85 2 2789 3300 **Ungarn** +36 1 459 6190 **Indien** +91 124 4029300 **Israel** +972 03 963 6025 **Italien** +39 024 94 86 600 **Japan** +81 3 6361 7070 **Mexiko** +52 (55) 5488 7670 **Niederlande** +31 (0) 318 540 666 **Neuseeland** +64 (9)415 2280 **Norwegen** +47 23 38 41 30 **Polen** +48 22 331 99 99 **Portugal** +351 21 47 27 700 **Südkorea** +82 080 007 7373 **Russland** +7 (495) 721-14-04 **Singapur** +65 6415 3170 **Südafrika** +27 11 442 8508 **Spanien** +34 91 490 6580 **Schweden** +46 844 98053 **Schweiz** +41 (0) 61 717 9555 **Taiwan** +886 (2) 2578-7189 **Thailand** (662) 651 8311 **Vereinigtes Königreich** +44 (0) 1923 471301

