


cobas® trace doc software



- Vollautomatische Langzeitarchivierung der Test-, QK- und Kalibrationsergebnisse
- Einfacher webbasierter Zugriff auf die **cobas®** trace doc Daten
- Schnellsuche anhand verschiedener Kriterien
- Implementierung in Ihrer lokalen Infrastruktur
- Gesicherte Datenablage

Rechtssichere Datenarchivierung mit Schnellsuchfunktion

Die **cobas®** trace doc Software ermöglicht die sichere und rückverfolgbare Archivierung diagnostischer Daten und eliminiert hierdurch aufwändige manuelle Datensicherungsprozesse. Durch den Einsatz dieser Software können zusätzliche Freiräume für andere wertschöpfende Labortätigkeiten geschaffen werden.

Mit der **cobas®** trace doc Software werden Daten von **cobas®** pro und **cobas®** pure übernommen, aufbereitet und übersichtlich dargestellt. So können Test-, QK- und Kalibrationsergebnisse jederzeit abgerufen werden. Die erweiterte Suchfunktion berücksichtigt diverse Kriterien (z.B. Testname, Proben-ID, QK-Material oder Kalibrator), sodass spezifisch gefilterte Daten einfach und schnell abgerufen werden können.

Mit der validierten **cobas®** trace doc Software können die steigenden internen sowie regulatorischen Anforderungen an Datensicherung auf intuitive Art und Weise in den Laboralltag integriert werden.

cobas® trace doc Funktionsschema

Die **cobas®** trace doc Software ist der Kommunikation zwischen Analysesystem und LIS zwischengeschaltet und kann so alle relevanten ausgehenden Daten erfassen und sicher auf Ihrem Server speichern. Die signierten Datenpakete werden schreibgeschützt in Ihr Archiv exportiert. Durch den Browserbasierten **cobas®** trace doc Viewer ist es möglich flexibel auf Ihre Daten zuzugreifen und diese effizient zu nutzen.

